

Die Schnelltests auf Sars-CoV2 auf dem Markt sind zahlreich und man verliert schnell den Überblick.
Die gängigen Tests und was welcher Test kann in der Übersicht:

Name	Vertrieb/ Hersteller	Nachgewiesene Parameter	Durchführung	Sensitivität	Spezifität	Auswertungs- zeit	Sonstiges
Covid-19 Canea Schnelltest	Pharma Peter/ Core Technology (China)	IgG und IgM	Mittels Blutabnahme aus Fingerbeere (Lanzette beiliegend)	IgG: 94 % IgM: 94 % IgG & IgM: 97,9 %	In allen drei Fällen 100 %; Genauigkeit 97,1 bis 98,8 %	15 Minuten	Größter Marktanteil bei in der Apotheke verkauften Schnelltests; Bestellmengen: 1, 5 oder 10 Stück
Sars-CoV-2 Antikörper- Schnelltest	Nanorepro/ Intec Products (China)	IgG und IgM	Mittels Blutabnahme aus Fingerbeere (Lanzette beiliegend); Nachweis mittels venösen Vollblutes, Serums und Plasma ebenfalls möglich	94,4 %	98 %	15 – 20 Minuten	Mindestbestellmenge 1 VE (1 VE = 25 Tests)
Corona IgM/IgG- Schnelltest	Micro-medical/ Biomerica (USA)	IgG und IgM	Mittels Blutabnahme aus Fingerbeere (Lanzette nicht beiliegend); Nachweis mittels venösen Vollblutes und Serum ebenfalls möglich	IgM: 85 % IgG: 100 % IgG & IgM: 100 %	IgM: 96,3 % IgG: 99 % IgG & IgM: 95 %; Genauigkeit 96 %	10 Minuten	Erster Schnelltest auf deutschem Markt; Mindestbestellmenge 1 VE (1 VE = 50 Stück)
Coronavirus Antikörper Test	Cerascreen/	IgG	Mittels Blutabnahme aus Fingerbeere (Lanzette beiliegend)	97,4 – 100 %	98,9 - 99,2 %	Nach Probeneingang 12 – 48 Stunden (online hinterlegt)	Durchführung zu Hause, Einsendung in Labor, Auswertung mittels ELISA- Methode („Enzyme-linked Immunosorbent Assay“)
Clartest Corona 2019-nCoV	Diaprax/ Servoprax (Deutschland)	IgG und IgM	Mittels Blutabnahme aus Fingerbeere (Lanzette beiliegend)	IgM: 85 % IgG: 100 % IgG & IgM: 100 %	IgM: 96 %, IgG: 98 % IgG & IgM: 100 %; IgG-Genauigkeit 98,6 % IgM-Genauigkeit 92,9 %	10 Minuten	Bestellmengen: 1, 5 oder 10 Stück
Biocredit Covid-19 IgG + IgM Duo	Weko Pharma	IgG und IgM	Mittels Blutabnahme aus Fingerbeere (Lanzette nicht beiliegend); Nachweis mittels venösen Vollblutes, Plasmas und Serum ebenfalls möglich	IgM: 88 % IgG: 84 %	IgM: 96 % IgG: 96 %	5 - 10 Minuten	Mindestbestellmenge 1 VE (1 VE = 25 Tests)

Antigentest

Biocredit Covid-19 Ag	Weko Pharma/ Biocredit, Rapigen (Südkorea)	Antigene	Mittels Nasopharyngeal- Abstrichs	92 %	98 %	15 Minuten	Mindestbestellmenge 1 VE (1 VE = 20 Tests)
-----------------------	---	----------	--------------------------------------	------	------	------------	---